

Distributed by: / Distribuido por:
Lansinoh Laboratories, Inc.
Alexandria, VA 22314, USA +1 800-292-4794



Manufactured by:
Southwest Technologies, Inc.
1746 Levee Road
North Kansas City, MO 64116

2 Gel Pads / 2 Protectores de gel

Open here

Lansinoh

Soothies® Gel Pads

Protectores de gel Soothies®

Caution: Medical device. Use only as directed. Keep out of reach of children. For external use only. Total usage of gel pad therapy should not exceed 3 weeks. If condition persists, discontinue use and seek the advice of a breastfeeding specialist or healthcare provider. Do not use if package is damaged.



Precaución: Dispositivo médico. Use el producto solamente de acuerdo con las instrucciones. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para uso externo únicamente. El uso total de la terapia con protectores de gel no debe exceder las 3 semanas. Si la afección persiste, interrumpa el uso y consulte a un especialista en lactancia o a un proveedor de servicios de salud. No use si el paquete está dañado.

LOT

Directions:

- Open pack & remove gel pad from reusable tray
- Gently place the gel side of the pad directly over nipple to clean dry skin
- Before breastfeeding or pumping, remove gel pad. Inspect breast for residue and gently cleanse if necessary
- After breastfeeding or pumping, reapply gel pad over nipple
- May be used for up to 72 hours or until fully saturated. If pad becomes spongy or less tacky, it is likely saturated and should be replaced
- In between use, store gel pads on reusable tray, gel side down
- Do not rinse gel pads with water
- For additional cooling relief, store gel pads in refrigerator
- Do not use pads with nipple creams or other topical remedies

Instrucciones:

- Abra el paquete y retire el apósito de gel de la bandeja reutilizable
- Coloque suavemente el lado de gel del apósito directamente sobre la piel limpia y seca del pezón
- Antes de amamantar o extraerse leche, retire el protector de gel. Examine el seno para asegurarse de que no haya restos y límpielo, si es necesario
- Después de amamantar o de extraerse leche, vuelva a aplicar el protector de gel sobre el pezón
- Puede usarse durante un máximo de 72 horas o hasta que esté completamente saturado. Si el protector se pone esponjoso o menos pegajoso, probablemente esté saturado y sea necesario cambiarlo
- Entre usos, guarde los apósitos de gel en la bandeja reutilizable, con el lado del gel hacia abajo
- No enjuague los apósitos de gel con agua
- Para obtener un mayor alivio refrescante, guarde los protectores de gel en el refrigerador
- No use los protectores con cremas para pezones ni otros remedios tópicos

SP65011WR0821
SBT# 9-820-049 Ver. 1.1 0721