

Instructie spraakgestuurde paromodule

Element

Verwijder > (elementnr.)	→	Element nummer
Kroon op > (elementnr.)		
Implantaat op > (elementnr.)		
Dummy op > (elementnr.)		
Herstel > (elementnr.)		

Navigatie

Ga naar > (elementnr.)	→	Element nummer
Volgende		
Terug		
Naar links		
Naar rechts		
Omhoog		
Omlaag		
Disto		
Distaal		
Mesio		
Mesiaal		
Midden		
Buccaal		
Linguaal/Palatinaal		



Gebieden

Middels onderstaande commando's wijzigt u de invoer naar een ander gebied. Vervolgens kunt u de waarde met een cijfer invoeren.

	Waardes:
Pocket > (waarde)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Recessie > (waarde)	
Gingiva > (waarde)	
Botafbraak > (waarde)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Diagnose > (waarde)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloeding > (waarde)	0, 1, 2, 3, 4, 5
Plaque > (waarde)	0, 1, 2, 3
Mobiliteit > (waarde)	
Prognose > (waarde)	
Extractie > (waarde)	0, 1

Furcatie:

Mesiaal > (waarde)	0, 1, 2, 3
Mesio > (waarde)	
Distaal > (waarde)	
Disto > (waarde)	
Linguaal > (waarde)	
Buccaal > (waarde)	

Navigatie Botafbraak

Botafbraak > (elementnr.)	→	Element nummer
Botafbraak > (elementnr.), (elementnr.)		

Overige

Spraakherkenning starten (starten, pauzeren of hervatten)	Spraak: Start-, pauzeer- of hervat- spraakherkenning
--	---

Commando's spraakgestuurde paromodule



Element uitleg

De volgende elementnummers worden in de spraakgestuurde paromodule herkend

Element nummer: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Navigatie Commando's

Ga naar X X Met het commando **Ga naar** kunt u navigeren naar een ander element (let op, het elementnummer wordt als 2 losse getallen uitgesproken. Bijvoorbeeld **Ga naar één één**, in plaats van **Ga naar elf**). Bij de sprong blijft de soort meting (pocket, bloeding, plaque enzovoorts) ongewijzigd.

Herhaal Het commando **Herhaal** zorgt ervoor dat de plaats waar de cursor staat wordt uitgesproken. Dit gebruikt u als u niet meer weet wat de huidige positie is.

Volgende Het commando **Volgende** zorgt ervoor dat de cursor naar het volgende vak gaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de ingestelde voorkeursvolgorde.

Terug Het commando **Terug** kan worden gebruikt om terug te gaan naar het vorige vak. Hierbij wordt de volgorde van de uitgevoerde commando's gebruikt.

Navigatie Commando's

Naar links Het commando **Naar links** wordt gebruikt om naar het vak links van de huidige cursor te gaan. Er wordt hierbij rekening gehouden met verwijderde elementen.

Naar rechts Het commando **Naar rechts** wordt gebruikt om naar het vak rechts van de huidige cursor te gaan. Er wordt hierbij rekening gehouden met verwijderde elementen.

Omhoog Het commando **Omhoog** wordt gebruikt om naar het vak boven van de huidige cursor te gaan. Het vak dat het dichtstbij is wordt gekozen.

Omlaag Het commando **Omlaag** wordt gebruikt om naar het vak onder van de huidige cursor te gaan. Het vak dat het dichtstbij is wordt gekozen.

Disto / Distaal Van de drie elementenvlakken wordt het distale vlak geselecteerd.

Mesio / Mesiaal Van de drie elementenvlakken wordt het mesiale vlak geselecteerd.

Midden Van de drie elementenvlakken wordt het middenvlak geselecteerd.

Bucaal De wangzijde wordt geselecteerd. Bevindt de cursor zich aan de wangzijde dan wordt van de drie elementenvlakken het middenvlak geselecteerd.

Linguaal / Palatinaal De tongzijde wordt geselecteerd. Bevindt de cursor zich aan de tongzijde dan wordt van de drie elementenvlakken het middenvlak geselecteerd.